Windows Update による更新プログラムのインストール方法

ここでは、「伝の心」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで更新プログラムをインストールする 方法について説明します。

本作業は、「伝の心」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させる方法は下記の通りです。

①「伝の心」のメインメニューを表示します。 ②キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。 ③「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上×ボタンをマウスでクリックしてください。



④「伝の心を停止します。よろしいですか?(パソコンの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、はいを選択してください。



⑤「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。

(1) Windows のスタートメニューから「設定」→「システム」を順次マウスでクリックしていきます。



(2) 左メニューの「バージョン情報」をクリックし、バージョンを確認します。 バージョンが、適用したい Update のバージョンであれば、既に適用されていますので、再適用の必要はありません。(※ここで終了です。)

4 9z		- 0 ×
◎ ホーム		Windows 10
設定の検索	P	windows iu
5274	LIFEBOO	к
岡 オフラインマップ	PC 名	DENNOSIN
13 タブレットモード	PC 2	ージョンを確認する
ロコ マルチタスク	組織 職場または学校	
印 この PC へのプロジェクション	174532	Win 10 Pro
団 Web サイト用のアプリ	バージョン	1607
	OS EILF	14393.82
① パージョン情報	プロダクト iD	00330-50226-44246-AAOEM
	プロセッサ	Intel(R) Celeron(R) CPU 2950M @ 2.00GHz 2.00 GHz
	実装 RAM	4.00 GB (3.89 GB 使用可能)

適用可能なバージョンであれば(3)に進みます。

(3) 左上「←」ボタンをマウスでクリックして「設定」画面に戻り、「更新とセキュリティ」をクリックします。



(4) 更新とセキュリティ画面が表示されるので、左メニューの「Windows Update」をクリックし、更新プログラムの チェックボタンをクリックします。

4 BE	
203 EMC041974	1 Windows Update
Windows Defender	一部の設定は絶職によって管理されています。
パックアップ	Windows Update お使いのデバイスは暴動の状態です。 最終確認日時 昨日、11:32
回復	草キンフログラムのチェック
ライセンス認証	最新の ご問する情報をお探しですか?
開発者向け	② 更新プログラムのチェック

(5) 利用可能な更新プログラムが検索され、ダウンロードとインストールが、実行されます。

	- ロ > 設定の映策 -
Windows Update Windows Defender เกิดวิวัตวี	一部の設定は範疇によって管理されています。 Windows Update 更新プログラムを利用できます。
	詳細

初めて Windows Update を行う場合は、ダウンロードおよびインストールする修正プログラムが多くなる ため、ダウンロードに時間が掛かることがあります。 また、Windows Update サーバーが混雑している時などは、Windows Update に失敗したり、ダウンロード の途中でシステム装置がフリーズしたりすることがあります。 このような場合は、時間をおいて再度 Windows Update を行ってください。 (※既にインストール済みのものや、インストール不要と判断されたプログラムは表示されません。また、 この時インストールしなかったプログラムは、次回の Windows Update 時にインストールすることが可能で す。)

(6) 適用に再起動が必要な場合は、"再起動がスケジュールされています"メッセージが表示されます。 今すぐ再起動す るボタンをクリックしてください。

 	- ロ × 設定の検索 タ
W ndows Update Windows Defender バックアップ	Windows Update 更新プログラムを利用できます。 ・Windows 10、バージョン 1607 の機能更新プログラム。 詳細
ライセンス認証	再起動がスケジュールされています 今すぐ再起動するか、都合の良い時刻に再起動するようにスケジュールを変更で
開発者向け	きます。メラジュールした時刻にアハイスの電源が入っているようにしてください。更 新プログラムのサイズによっては、インストールに時間がかかる場合があります。 ● 普段デバイスが使用されていない時刻に再起動をスケジュールします (現時 点での候補は明日の 3:30 です)。
	 再起動の時刻を選択してください 時刻: 3 30
	● 今すぐ再起動する
	今ずぐ再起動する

(※ 今すぐ再起動する ボタンが表示されない場合もあります。この場合、更新とセキュリティ画面を1度閉じて、再起動は行わず、(4)を行ってください。)

(7) Creators Update を適用前には、再起動後、下記画面が表示されます。

※Creators Updateを適用するのであれば、「Creators Update の適用/非適用について」の 「■Creators Update を適用する場合」に進んでください。

適用しない場合は、「■Creators Update を適用しない場合」に進んでください。

Windows10 次のアップデートに備えてプライバ シー設定を確認する この例れたから時間は2~3分です。それまで作っていた作業 にするに従ったができます。 ・ 当時の10~相気を確認さていただだす。 ・ またく取ったとができます。 ・ 当時の10~相気を確認さていただだす。 また、アップデーが中下いたいただす。	
建石石市	

(8) 再起動後、(4)を再度行い、「お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時:今日、・・・」と表示されれば終了です。

← 設定 ● 更新とセキュリティ	- ロ × 設定の快楽 の
Windows Update	ガルジットの時にトックの薄くりています
Windows Defender	Windows Undate
パックアップ	お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時、今日、12-51
固復	
ライセンス認証	更新プログラムのチェック
デバイスの検索	最新の更新プログラムに関する清報をお探しですか? 評証情報
開発者向け	詳細オプション

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を、Creators Update を適用する場合 と適用しない場合に分けて説明します。

Windows10 次のアップデートに備えてプライバ シー設定を確認する この後にから時間は 2~3分です。それまでかっていた作業 にからて思えたができます。 ・ Mindows 10 Creations Update が脱らない(ソトラスかはす) 単和 にからてあることができます。 ・ Mindows 10 Creations Update が脱らない(ソトラスかはす) 単和 にからい(シー格の全種語)やすい(特徴をつい)をかったまた。 ます、アップザーが今年でいたわらわけではありません。	
WEREN BERNE	

■Creators Update を適用しない場合

(1) 後で通知するボタンをクリックして画面を閉じます。

 Windows10 めのアップデートに借えてプライバ クロ設定を確認する Форесを確認する Форесを確認する Форесを確認する Форесを確認する Фореса (Фореса) Фореса (Фореса) Фореса (Фореса) Макта (Фореса) 	
後で通知する METERNES	

(2)次にこの画面を再度表示しない設定を行います。Windowsの「スタートメニュー」を右クリックして、メニューから「コントロールパネル」をクリックします。



(3)「コントロールパネル」が開くので、「プログラムと機能」をクリックします。

相			÷
ネル → すべてのコントロール パネル項目		~ ð	コントロールパネ
			示方击 大制17代
🌾 セキュリティとメンテナンス	タスク パーとナビゲーション	🐚 7 12711	
デバイスとプリンター	プログラムと機能	ネットワークと共	有センター
パックアップと復元 (Window 7)	5 5 79-2-74974	() ビークシフト設定	E
A 7771	同 プログラムと機能	•《 ホームグループ	

(4) 表示されたプログラムの一覧から「Windows 10 Update and Privacy Setting」を選択し、リスト上部の「アンインストール」をクリックします。

0	プログラムと機能				
÷	\leftarrow \rightarrow \wedge \blacksquare > コントロール パネル > プログラム > プログラムと機能				
	コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更			
	インストールされた更新プログラムを 表示	カグラムをアンインストールするに 2アンインストール	1,		
•	Windows の機能の有効化または 無効化	整理 アンインストール			
		_{名前} (1)Windows 10 し	Jpdate		
	Roxio Creator D and Privacy Setting				
		Synaptics Pointing Devis			
	(FL		
		Windows 10 Update and Privacy Settings	Mi		

(5) 下記メッセージが表示されるので、はいボタンをクリックしてください。



前述の[次のアップデートに備えてプライバシー設定を確認する]という画面を表示するプログラムが 削除されます。

※削除しない場合は定期的に伝の心の画面の上に[次のアップデートに備えてプライバシー 設定を確認する]という画面が表示され、伝の心の操作が困難になります。

■Creators Update を適用する場合

(1) 設定の確認ボタンをクリックすると、「デバイスのプライバシー設定の選択」の画面に切り替わります ので、承諾するボタンをクリックして次の画面に進みます。

OKボタンをクリックすると画面が閉じます。

これで Windows 10 Creators Update のダウンロードが開始されるようになります。

Windows10	
次のアップデートに備えてプライバ	
シー設定を確認する	
CONTRACTORY AND A CONTRACT CONTRACT	
にプライバシー健康を確認させていただ水ます。 ・健康有容和にたちたて、アップテートが発展を得い。温祉をあ出た。 ・ オープロールではアンドウエンドのたち、	
Windows 10 Country Capital (6498) Color	
①設定の確認	
1477度出176 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
デバイスのブライバシー設定の選択	
Microsoft では、ユーザーによる設定に使ってブライバリーを管理します。次の保険は、ごき身の液在の設定に答うにでいます。ここで何かを支援 と、重要はこのデバイスのダイモのアキワンドに互換され、Windows 19 Creation Update のインストール時に連発されます。	615
カフ 位置情報 Windows とフラブで信葉様用を使用しません。他様の文法、連邦、ゲバイス体的などの検索は利用できないなります。 キス 差別期間 compa たっぽうちょう フライン (株) わせる というきないないます。	
● 単本 記者 草本社内に小した よりづないデー50 Minimum に通信され、我生いたエラーの確正に使用されます。 ● サン 記者デージを使用してエジスペリエンスを打入ジャイズする より違切なビンドを展開事項を取得して Minimum の製紙す	- #-
ビスモニーガに合わせてカステマイズできるようにします。これを有効にした場合、Microunhはあ年間の部断データを使用します。 ● オフ 関連性の際に広告 き回われるは多の物は安わりませんが、は多の物理性が多くなる可能性があります。	Č.
(2)承諾する	
EDULATY, WHOME DAVIDOUS INVESTIGATION OF A STATE REPORT STATE AND A STATE AND	
	_
e- #1	
E Windows 10	
ありがとうございます。次のアップ	
デートに備えてフライバシー設定が保存されました	
10日 を確認したときアップデートが始まるわけでは急いません。パッ クラックレビアは実施行ったは、アップデートが出来るよりに当時のあった。	
9.8%	
ЗОК	

(2) Windows のスタートメニューから「設定」→「更新とセキュリティ」を順次マウスでクリックしていきます。

 	2 設定		
!Ξ すべてのアプリ	()スタート		
	BZ		- ¤ ×
	(i) BZ	設定の快需	P
	③更新とセキュリティ		I.
-	更新とセキュリティ		

(3) 更新とセキュリティ画面が表示されるので、左メニューの「Windows Update」をクリックし、更新プログラ ムのチェックボタンをクリックします。

← 22	- 🗆 X
(0) 更新とセキュリティ	🚽 🛈 Windows Update 💷
Windows Update	一部の設定は組織によって管理されています。
Windows Defender	
パックアップ	Windows Update お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時: 昨日、11-32
回復	
ライセンス問題	更新プログラムのチェック
デバイスの検索	最新の ご問する情報をお探しですか?
開発者向け	② 更新プログラムのチェック

(4) Windows 10 Creators Update のダウンロードが開始されます。 下記のように「お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時:今日、・・・」と表示された場合は、数日後に再度(2)からお試しください。

← RE	– 🗆 ×
② 更新とセキュリティ	設定の快要
Windows Update	一部の時でけい際によって要請されています。
Windows Defender	THOME A COMPANY AND A CONTRACT
Rupport	Windows Update
11727.22	お使いのデバイスは最新の状態です。最終確認日時:今日、12:51
回復	in a second s
ライセンス認証	更新プログラムのチェック
デバイスの検索	最新の更新プログラムに関する情報をお探しですか?

(5) 準備が完了すると、インストールを開始するための再起動を求めるメッセージが表示されます。 ここでは再通知をクリックして画面を閉じてください。



※「伝の心」が起動している場合は、今すぐ再起動を選ぶと「伝の心」に不具合が生じる場合が あります。ご注意ください。

- (6)「伝の心」が起動している場合は、システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させてください。
- (7) Windows のスタートメニューから「電源」→「電源」→「更新して再起動」順次マウスでクリックしていきます。



(8) Windows 10 Creators Update の更新が始まります。途中数回の再起動が自動で繰り返されます。

※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

http://www.microsoft.com/japan/technet/security/current.aspx