



Windows Update による更新プログラムのインストール方法

ここでは、「伝の心」のシステム装置をインターネットに接続し、オンラインで更新プログラムをインストールする方法について説明します。

本作業は、「伝の心」を含めた全てのアプリケーションを終了した状態で行ってください。システム装置の電源を切らずに「伝の心」を終了させる方法は下記の通りです。

- ①「伝の心」のメインメニューを表示します。
- ②キーボード左側にある「Ctrl」キーを押してください。
- ③「Ctrl」キーを押したまま、「伝の心」トップ画面の右上「X」ボタンをマウスでクリックしてください。




押し続けます。




マウスで
クリックします。

- ④「伝の心を停止します。よろしいですか？(パソコンの電源は切れません。)」のメッセージが表示されるので、「Ctrl」キーの押下を止め、「はい」を選択してください。




選択します。



- ⑤「伝の心」が終了して、デスクトップ画面が表示されます。

(1) Windows のスタートメニューから「設定」→「システム」を順次マウスでクリックしていきます。




(2) 左メニューの「バージョン情報」をクリックし、バージョンを確認します。
バージョンが、適用したい Update のバージョンであれば、既に適用されていますので、再適用の必要はありません。(※ここで終了です。)




適用可能なバージョンであれば(3)に進みます。


(3) 左上「←」ボタンをマウスでクリックして「設定」画面に戻り、「更新とセキュリティ」をクリックします。



(4) 更新とセキュリティ画面が表示されるので、左メニューの「Windows Update」をクリックし、更新プログラムの「チェック」ボタンをクリックします。



(5) 利用可能な更新プログラムが検索され、ダウンロードとインストールが、実行されます。




初めて Windows Update を行う場合は、ダウンロードおよびインストールする修正プログラムが多くなるため、ダウンロードに時間が掛かることがあります。

また、Windows Update サーバーが混雑している時などは、Windows Update に失敗したり、ダウンロードの途中でシステム装置がフリーズしたりすることがあります。

このような場合は、時間を置いて再度 Windows Update を行ってください。


(※既にインストール済みのものや、インストール不要と判断されたプログラムは表示されません。また、この時インストールしなかったプログラムは、次回の Windows Update 時にインストールすることが可能です。)

(6) 適用に再起動が必要な場合は、“再起動がスケジュールされています”メッセージが表示されます。**今すぐ再起動する** ボタンをクリックしてください。




(※**今すぐ再起動する** ボタンが表示されない場合もあります。この場合、更新とセキュリティ画面を 1 度閉じて、再起動は行わず、(4)を行ってください。)

- (7) 再起動後、下記画面が表示される場合があります。
 ※「プライバシーの設定について」を参照して設定を行ってください。




- (8) 再起動後、(4)を再度行い、「最新の状態です。最終チェック日時: 今日、・・・」と表示されれば終了です。



プライバシーの設定について

ここでは、Windows Update によって下記画面が表示された場合の対処法を説明します。



- (1) **同意** ボタンをクリックすると、Windows Update が適用されます。

※ Microsoft セキュリティ情報について

Windows における脆弱性については Microsoft セキュリティ情報を参照ください。

Microsoft セキュリティ情報

<https://technet.microsoft.com/ja-jp/security/bulletin/>