Internet Explorer 11 から Microsoft Edge(Chromium 版)へのお気に入り移行手順書

株式会社 日立ケーイーシステムズ

2021 年 6 月版

1.【概要】

本手順書は、「伝の心」の Ver.06-30 より、「ブラウザ操作」で使用するブラウザを、 Internet Explorer 11(以下、IE)から、Microsoft Edge(Chromium 版) (以下、Edge)へ変更したことに 伴い、IE のお気に入りを、Edge に移行する手順を示したものとなります。 ※本手順は 2021 年 6 月現在の確認となります。今後 Edge のアップデートで手順が変更となる可 能性がございます。

2.【対象「伝の心」バージョン】

No.	移行元「伝の心」バージョン(IE)	移行先「伝の心」バージョン(Edge)	「伝の心」区分
1	Ver.06-00 ~ Ver.06-20	Ver.06-30	ノート型
2	Ver.06-01 ~ Ver.06-20		パネル型

3.【準備】

移行前に以下の(1)~(3)をご用意ください。 (1)移行元の「伝の心」(現在ご使用中の「伝の心」) (2)移行先の「伝の心」(新しい「伝の心」) (3)お気に入り移行用 USB メモリ

3.【操作の流れ】



4. 【お気に入りのバックアップ】

移行元の「伝の心」を起動します。

(1)「伝の心」起動後、以下の操作で伝の心を停止させます。

Ctrlキーを押しながら画面右上の×をクリックし、「伝の心」を停止させデスクトップ画面を表示します。



(2)「伝の心」にお気に入り移行用USBメモリ(以下、USBメモリ)を接続し、使える準備ができるまで 待ちます。 (3)IE を開きます。



(4) IE が立ち上がった後、お気に入りアイコンをクリックします。

← → @ International Merger	●株式会社目立ケーイーシステムズ = 0	
HTACHI Inspire the Next ●株式会社 日立ケーイーシステムズ 会社情報 単葉方針 製品情報 サービス 第 重度障害者用意思伝達装置 びここのでのののので、 誰かと話してみませんか、伝の心で、	お気に入りアイコン そ クリック を クリック	 ▲第に入りに違い ホー入り フィード 御慧 あ市に入りに お市に入りに お市に入りに かかに入りに かかに入りに かかに入りに かかに入りに かかに入りに がからし ・ YouTube
製品・サービス		おすすめサイトを判定にする。
裂品情報 >	サービス >	

(5)「お気に入りに追加」の隣にある▼をクリックして、「インポートとエクスポート」をクリックします。



(6)インポート/エクスポート設定画面で「ファイルにエクスポートする」を選択して「次へ」をクリック します。

インポート/エクスポート設定	×
どのようにして、ブラウザー設定をインポート、またはエクスポートしますか?	
 ○別のブラウザーからインポートする(A) ○ファイルからインポートする(J) ●ファイルにエクスポートする(E) 1.ファイルをエクスポートするをクリック 	
2. 次へをクリック	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

(7)「お気に入り」のみにチェックを入れて次へをクリックします。

インポート/エクスポート設定	×
何をエクスポートしますか?	
 □ 7ィード(E) □ Cookie(C) 1. お気に入りのみチェックする 	
2. 次へをクリック	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル]

インボート/エクスボート設定	×
エクスポートしたいお気に入りのフォルダーを選択してください	
<u> お気に入り</u> 	
1. お気に入りをクリックする	
2. 次へをクリック	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセ	μ

(8) 一番上の階層(図の場合は「お気に入り」フォルダ)を選択して「次へ」をクリックします。

(9)エクスポート先を指定しますので「参照」をクリックします。

インポート/エクスポート設定	×
どこにお気に入りをエクスポートしますか?	
ファイル名とパスを入力するか、ファイルを参照してください:	
C:¥Users¥DENUSER¥Documents¥bookmark.htm	
参照をクリックする	
< 戻る(<u>B</u>) エクスポート(<u>E</u>) キャンセル	

E JyDR-D DFAN	の選択					×
← → * ↑ 🗖	PC >		~ 0	,P PCの検索		
1. PC をクリ	リックする				- 12	0
クイックアクセス	7 /	ビクチャ	100 K	F#		^
 OneDrive 		ミュージック		(2. USB メモリ	のドライブ	
💻 PC	_			をダブルクリッ	クする※)
51750	~ デバイスと	ドライブ (3)				_
- US8 ドライブ (D:		ローカル ディスク (C:)	US	8 ドライブ (D:)		
🧈 ネットワーク		空き頻城 359 G8/463 G8	2	き順岐 6.68 G8/7.20 G8	k i i	
	000	DVD ドライブ (E:)				
ファイル名(N):	bookmark.htm					~
ファイルの種類(工):	HTML ファイル (*.htm	, *.html)				~
ヘ フォルダーの非表示				保存(5)	キャンセル	

(10)メニューの「PC」をクリックして、「USBドライブ」をダブルクリックします。

※環境により、ドライブレター(図の「D」)とドライブ名(図の「USBドライブ」)が異なる場合があります。

(11)USB メモリのフォルダが開きましたら、拡張子の「.html」を入力して保存をクリックします。 (分かりやすいフォルダに保存してください。図の例では USB メモリの直下に保存します。)



(12)下記の画面が再び表示されましたら、「エクスポート」クリックします。

インポート/エクスポート設定	×
どこにお気に入りをエクスポートしますか?	
ファイル名とパスを入力するか、ファイルを参照してください:	
D:¥bookmark.html	
#197(0)	
李操(K)	
エクスポートをクリックする	
< 戻る(<u>B</u>) エクスポート(<u>E</u>) キャンセル	

(13)「完了」をクリックしてください。

インポート/エクスポート設定	×
これらの設定を正しくエクスポートしました	
✔ お気に入り	
完了をクリ	ックする
< 戻る(<u>B</u>) 完了 キャンセル

(14)×をクリックして IE を終了してください。



(15)タスクトレイの「隠れているインジケータを表示します」ボタンをクリックし、下記手順で USB メ モリを取り外します。



※USBメモリの取り外し後、現在ご使用中の「伝の心」はシャットダウンしていただいて構いません。

5.【お気に入りの移行】

移行先の「伝の心」を起動します。

(1)「伝の心」起動後、以下の操作で伝の心を停止させます。

Ctrlキーを押しながら画面右上の×をクリックし、「伝の心」を停止させデスクトップ画面を表示します。



(2)「伝の心」にお気に入りをコピーしたUSBメモリを接続し、使える準備ができるまで待ちます。

(3)タスクバーの Edge アイコンをクリックします。



(4)Edge が開きます。

☐ ####################################						- 72		×
\leftrightarrow \rightarrow \bigcirc \triangle https://www.hke.jp/index.l	dm		会	\$ Q	à (7%	していません	۲	<u></u>
HITACHI Inspire the Next		,0 ki≢	© Japan	日立グル 製品・サ		日立グルー 会業情報	-30	
●株式会社 日立ケーイーシステムズ			目立者	#\$2754	サイトマン	7 =8	R-ent	
会社清朝 事業方計 製品清朝 サービス	御意技術・知識 システム構	EP (1) (8 4)	清明					
重度障害者用意思伝達装置								
A _ 00000 p			_		_	_		
The mail	Pitter and the	-	10-10	- BTIATRYP				
	HASES	*****		かきしずったちつ	1004	わきん		
誰かと話してみませんか、伝の心て	2. 日本 かってい	8 5 E 4 6 6 8 4 8 1 1 - 0 E 5 - 10	のため	EFE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	な問		
	1000		din B	0.000		0 0		
			100	2222-24				
		• • •						
製品・サービス								
製品情報 >	サー	ビス>						
アクセシビリティ製品>	建设相关	れンタルプラ	ットフォーム	>				

(5) 画面右上のお気に入りマークをクリックします。

C #KetB27-f->3763 x +	×	
← → O A https://www.hke.jp/index.htm	÷ % (±) ≝ …	
HITACHI Implife the Next	D ##	í.
●株式会社日立ケーイーシステムズ 会社情報 事業方針 製品情報 サービス 痛差技術	1022165ステム サイトマ 1・2021 システム病医療所 採用消耗	
重度障害者用意思伝達装置	クリックす	-2
えていた。 産かと話してみませんか、伝の心で。 11 ● ●		
製品・サービス		
製品情報 >	サービス >	
アクセシビリティ製品>	建設癌材レンタルプラットフォーム>	-

(6)表示されたメニューから「お気に入りの管理」をクリックします。

	兵 🔮 🔓
← お気に入りの管理(M)	Ctrl+Shift+O
重複するお気に入りの削除	お気に入りの管理をクリック
追加されたお気に入りがここに表示され	naj

※「お気に入りの管理」がメニューにない場合は「 ··· 」-「[お気に入り]ページを開く」の順でクリ ックします。



全 8月113.9 ×	+>		- 0	×
← · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e edge://favorites	50	🐐 🚖 🕲 ·	55
お死に入りパーにお死に入りを登録すると、簡単にア	クセスできるようになります。 小豆くた然に入りきまする			
お気に入り	お気に入りパー ☆ お気に入り	的通知	127117-0道加 …	
▶ お気に入りの検索	ページをお来に入りに追加するには、アドレスパーの屋をクリックします			
▲ お気に入りバー		/		
	「・・・」をクリックする。 ☆ お気に入りの追加 □つ フォルダーの追加			

(7)「お気に入り」のページに遷移しますので、お気に入りバーの「・・・」をクリックします。

(8)メニューが表示されますので、「お気に入りのインポート」をクリックします。



UI-CEREAUEEM#62. @#CF7bX2862	COURT. STORESAUL	1915	
设定	ブロファイル	ブラウザー データのインポート ×	+ 707+01014
D 707718 B 757/5-, ##, 9-63	۲	Norosoft Edge 従来道 シングーナオを項目を提明してはない	9-045×
◎ お見 ○ 和和用 菜 あしい57パージ	् मध ९ /0:9-	 お気に入りまたはブラクマーク 連合されたパスワード 	
間 サイトのアクセス許可 ご 能量のブラウザー	111 川支払い (2) 住所な)	 ※第二ンジン ※目前によりの ※目前によりの 	
1 9750-1 成: 7559-10-754 数 東田	CD 799#	 	
合 2029- 品 5375 (1) 最重切けつけ		■ COOM ■ 市-ムページ ■ 料本	
□ スマーナフォン上市的市のデバイス ● Microsoft Edge こついて		1750+ \$ 7788	

(9)「設定」-「ブラウザー データのインポート」の画面が表示されます。

(10)インポート元を「Microsoft Edge 従来版」から「お気に入りまたはブックマークの HTML ファイル」に変更します。

上記を変更後に「ファイルの選択」をクリックしてください。



(11)IE から USB メモリにエクスポートしたお気に入りのバックアップを選択して「開く」をクリックします。

€ 開<				×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \bigstar USE	3 ドライブ (E:)	ٽ ~	,₽ USB ドライ	ブ (E:)の検索
整理 ▼ 新しいフォルダー				::: • 🔳 😮
📰 ピクチャ 🛛 🖈 ^	名前 ^	更	「新日時	種類
OneDrive	Ce bookmark	20	021/06/09 16:58	Microsoft Edge H
PC				
🏹 ライブラリ	1. バックフ	アップファイルる	を選択	
🚊 ドキュメント	-			
📃 ピクチャ				
🧮 ビデオ				
🔔 ミュージック				
🔜 USB ドライブ (E:)				
💣 ネットワーク 🗸 🗸	٤. ٢	開く」を選択す	3	>
ファイル	名(<u>N</u>): bookmark		TML Docume 開く(<u>O</u>)	ent 〜 キャンセル

(12)「すべて完了しました!」の画面が表示されれば完了です。完了をクリックしてください。

すべて完了しました! データをインポートしました。		完了をクリック
	完了	Ĺ

(13)お気に入りを開いて移行元の「伝の心」のお気に入りがあることをご確認ください。

C (NARR) (ESERCITION × + ← → O A https://www.hke.jp/products/use	アイコンをクリック	- 11 ×	
HITACHI Inspire the Next		ログループの 日立グループの 日立グループの 日立グループの 日立グループの 日立グループの	
●株式会社日立ケーイーシステムズ	重要するのかに入りの方10c. お気に入り代示	941-997 E80-800	
2011年期 単元の日 利益消費 ジービス 明定なら サイトトップ 新潟市利 - アクセンビリティ製作 日本	 「教品情報」(1)参写供達(コミュニケーショウ)供置(1)の… 一 供応心・VouTube 		
2. 移行元のお気に入りを確認)	81Au	



